



BEM
Bem Medikal

Ürün Kataloğu
Product Catalogue
كتالوج المنتج

Ürünlerimiz • Our Products • منتجاتنا



Biyosidal Ürünler
Biocidal Products
منتجات المبيدات الحيوية



Kozmetik Ürünler
Cosmetic Products
مستحضرات التجميل



Medikal Ürünler
Medical Products
منتجات طبية





Biyosidal Ürünler
Biocidal Products
منتجات المبيدات الحيوية



CLOUD CLEAN ANTİBAKTERİYEL PERİNE MENDİLİ


ANTIBACTERIAL PERINE WIPES

أنسجة العجان المضادة للبكتيريا



Ambalaj iç adedi 12-25-50
Contains 12-25-50 wipes
يحتوي على 12-25-50 منديل

With
2%
Chlorhexidine



Kullanım Alanları

Dış genital bölge ve perine bölgesi kullanımına uygundur.

Ürün Özellikleri

- Chlorhexidine Digluconate özelliği nedeniyle bakteri oluşumunu önler.
- Mantar oluşumunu önler.
- Tahriş oluşumunu önler.
- Latex, lanolin ve alkol içermemektedir.
- Temizleyici, yumuşatıcı ve rahatlatıcı özelliktedir.
- Kullanım sonrasında durulama ve kurulama gerekmemektedir.
- İçeriğindeki E - B vitaminleri, aloe vera, fosfolipit ile cildi besler, nemlendirir.
- İçeriğinde mikroorganizmalara karşı koruyucu olan Sodyum Benzoat ve Potasyum Sorbat bulunmaktadır.
- Paraben içermemektedir.

Kullanım Şekli

- Perine bölgesini silerek uygulanır.
- Mikrodalga kullanımına uygundur.

Bileşimi

Chlorhexidine Digluconate 20% konsantrasyon, Aqua, Parfüm, PH ayarlayıcı, gliserin, yüzey aktif madde, diğer yardımcı maddeler.

Areas Of Usage

It is used to wipe the external genitalia, perineum and the body.

Product Specifications

- Due to its Chlorhexidine Digluconate feature, prevents the formation of bacteria.
- Prevents mycosis.
- Prevents irritation.
- Does not contain latex, lanolin and alcohol.
- Cleansing, softening and relaxing.
- No rinsing or drying required after using.
- Nourishes and moisturizes the skin with E - B vitamins, aloe vera and phospholipids.
- Contains Sodium Benzoate and Potassium Sorbate, which are protective against microorganisms.
- It does not contain paraben.

Usage

- Applied by wiping the perineum area.
- Suitable for microwave use

Composition

Chlorhexidine Digluconate 20% concentration, Aqua, Perfume, PH adjuster, glycerine, surfactant, other excipients.

الاستخدام

هذه المناديل قابلة للاستخدام في منطقة التناسلية الخارجية و منطقة العجان

خصائص المنتج

- يمنع تكوين البكتيريا بسبب احتوائه على مادة ديجلوكونات الكلور هيكسدين
- يمنع تكوين الفطريات
- يمنع التهيج

- لا يحتوي على مادة اللاتكس واللانولين والكحول

- له خصائص تطهير وتنعيم واسترخاء

- لا داعي للشطف والتجفيف بعد الاستخدام

- والصبار والفوسفوليبيد E و B يغذي البشرة ويرطبها بفيتامينات

- يحتوي على بنزوات الصوديوم وسوربات البوتاسيوم، لمساعدتك على التخلص من

- الكائنات الدقيقة الغير مرغوب فيها

- لا يحتوي على البارابين

طريقة الاستعمال

- يتم فرك المناديل المبللة بشكل لطيف على المنطقة المراد تنظيفها في الجسم

- هذه المناديل قابلة للاستخدام في الميكرويف

التركيب

- يحتوي على مادة ديجلوكونات الكلور هيكسدين بنسبة 20 بالمائة، أكوا، عطر، تركيبة

- متوازنة الأس الهيدروجيني، الجليسرين، مادة فعالة للأسطح، مواد حافظة أخرى



CLOUD CLEAN ANTİBAKTERİYEL VÜCUT MENDİLİ

ANTIBACTERIAL BODY CLEANING WIPES

مناديل منظفة للجسم مضادة للجراثيم



Ambalaj iç adedi 12-25-50
Contains 12-25-50 wipes
يحتوي على 50-25-12 منديل

With
2%
Chlorhexidine



Kullanım Alanları

Vücut mendili tüm vücudun temizliği için kullanılır.

Ürün Özellikleri

- Chlorhexidine Digluconate özelliği nedeniyle bakteri oluşumunu önler.
- Mantar oluşumunu önler.
- Tahriş oluşumunu önler.
- Latex, lanolin ve alkol içermemektedir.
- Temizleyici, yumuşatıcı ve rahatlatıcı özelliktedir.
- Kullanım sonrasında durulama ve kurulama gerekmemektedir.
- İçeriğindeki E - B vitaminleri, aloe vera, fosfolipit ile cildi besler, nemlendirir.
- İçeriğinde mikroorganizmalara karşı koruyucu olan Sodyum Benzoat ve Potasyum Sorbat bulunmaktadır.
- Paraben içermemektedir.

Kullanım Şekli

- Vücuda ovalayarak uygulanır.
- Mikrodalga kullanımına uygundur.

Bileşimi

Chlorhexidine Digluconate 20% konsantrasyon, Aqua, Parfüm, PH ayarlayıcı, gliserin, yüzey aktif madde, diğer yardımcı maddeler.

Areas Of Usage

Body wipes are used for cleaning the whole body.

Product Specifications

- Due to its Chlorhexidine Digluconate feature, prevents the formation of bacteria.
- Prevents mycosis
- Prevents irritation.
- Does not contain latex, lanolin and alcohol.
- Cleansing, softening and relaxing
- No rinsing or drying required after using.
- Nourishes and moisturizes the skin with E - B vitamins, aloe vera and phospholipids.
- Contains Sodium Benzoate and Potassium Sorbate, which are protective against microorganisms.
- It does not contain paraben.

Usage

- Applied by rubbing it into the body.
- Suitable for microwave use.

Composition

Chlorhexidine Digluconate 20% concentration, Aqua, Perfume, PH adjuster, glycerine, surfactant, other excipients.

دواعي الاستخدام

- تستخدم هذه المناديل لتنظيف الجسم بأكمله

خصائص المنتج

- يمنع تكوين البكتيريا بسبب احتوائه على مادة ديجلوكونات الكلور هيكسدين
- يمنع تكوين الفطريات
- يمنع التهيج
- لا يحتوي على مادة اللاتكس واللانولين والكحول
- له خصائص تطهير وتنعيم واسترخاء
- لا داعي للشطف والتجفيف بعد الاستخدام
- والصبار والفوسفوليبيد E و B يغذي البشرة ويرطبها بفيثامينات
- يحتوي على بنزوات الصوديوم وسوربات البوتاسيوم، لمساعدتك على التخلص من الكائنات الدقيقة الغير مرغوب فيها
- لا يحتوي على البارابين

طريقة الاستعمال

- يتم فرك المناديل المبللة على المنطقة المراد تنظيفها في الجسم
- هذه المناديل قابلة للاستخدام في الميكرويف

التركيب

- يحتوي على مادة ديجلوكونات الكلور هيكسدين بنسبة 20 بالمائة، أكوا، عطر، تركيبة متوازنة الأس الهيدروجيني، الجليسرين، مادة فعالة للأسطح، مواد حافظة أخرى



CLOUD CLEAN ANTİBAKTERİYEL VÜCUT KESESİ

ANTIBACTERIAL BODY WASHING GLOVES

قفازات غسل الجسم المضادة للبكتيريا



Ambalaj iç adedi 8-10-12
Contains 8-10-12 caps
تحتوي على 8-10-12 غطاء

With
2%
Chlorhexidine

Kullanım Alanları

Yatan hastaların, hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerin tüm vücudunu temizlemek için kullanılır.

Ürün Özellikleri

- Chlorhexidine Digluconate özelliği nedeniyle bakteri oluşurmaz.
- Mantar oluşumunu önler.
- Tahriş oluşumunu önler.
- Latex, lanolin ve alkol içermektedir.
- Temizleyici, yumuşatıcı ve rahatlatıcı özelliktedir.
- Kullanım sonrasında durulama ve kurulama gerekmemektedir.
- İçeriğindeki E - B vitaminleri, aloe vera, fosfolipit ile cildi besler, nemlendirir.
- İçeriğinde mikroorganizmalara karşı koruyucu olan Sodyum Benzoat ve Potasyum Sorbat bulunmaktadır.
- Paraben içermektedir.

Kullanım Şekli

- Vücuda ovalayarak uygulanır.
- Mikrodalga kullanımına uygundur.

Bileşimi

Chlorhexidine Digluconate 20% konsantrasyon, Aqua, Parfüm, PH ayarlayıcı , gliserin, yüzey aktif madde, diğer yardımcı maddeler.

Areas Of Usage

It is used to clean the whole body of inpatients and people with reduced mobility.

Product Specifications

- Due to its Chlorhexidine Digluconate feature, it does not form bacteria.
- Prevents mycosis
- Prevents irritation.
- Does not contain latex, lanolin and alcohol.
- Cleansing, softening and relaxing
- No rinsing or drying required after using.
- Nourishes and moisturizes the skin with E - B vitamins, aloe vera and phospholipids.
- Contains Sodium Benzoate and Potassium Sorbate, which are protective against microorganisms.
- It does not contain paraben.

Usage

- Applied by rubbing it into the body.
- Suitable for microwave use

Composition

Chlorhexidine Digluconate 20% concentration, Aqua, Perfume, PH adjuster, glycerine, surfactant, other excipients.



دواعي الاستخدام
يستخدم لتنظيف جسم المرضى الذين يلزمون الفراش و الذين يعانون منهم من ضعف الحركة .
خصائص المنتج

- يمنع تكوين البكتيريا بسبب احتوائه على مادة ديجلوكونات الكلورهيكسدين.
- يمنع تكوين الفطريات.
- يمنع التهيج.
- لا يحتوي على مادة اللاتكس واللاتولين والكمحول.
- له خصائص تطهير وتنعيم واسترخاء.
- لا داعي للشطف والتجفيف بعد الاستخدام.
- يغذي البشرة ويرطبها بفيتامينات B و E والصابون والفوسفوليبيد.
- يحتوي على بروتينات الصوديوم وسوربات البوتاسيوم، لمساعدتك على التخلص من الكائنات الدقيقة الغير مرغوب فيها.
- لا يحتوي على البارابين.

طريقة الاستعمال

- يتم فرك المناديل المبللة على المنطقة المراد تنظيفها في الجسم
- هذه المناديل قابلة للاستخدام في الميكرويف.

التركيب

يحتوي على مادة ديجلوكونات الكلورهيكسدين بنسبة ٢٠ بالمائة، أوكا، عطر، تركيبة متوازنة الأس الهيدروجيني، الجليسرين، مادة فعالة للأسطح، مواد حافظة أخرى.



CLOUD CLEAN ANTİBAKTERİYEL SAÇ YIKAMA BONESİ

ANTIBACTERIAL HAIR WASHING CAP

غطاء غسيل الشعر المضاد للبكتيريا



Ambalaj iç adedi 1
Contains 1 cap
تحتوي على 1 غطاء

With
2%
Chlorhexidine

Antibacterial Cap
Rinse Free

Kullanım Alanları

Yatan hastaların ve hareket kabiliyeti kısıtlı hastaların saç temizliğinde 1 adet bone kullanılır.

Ürün Özellikleri

- Bakteri oluşumunu önleyen Chlorhexidine Digluconate bulunmaktadır.
- Anti-bakteriyel özelliği ile saç ve saç derisi için etkili temizlik sağlar.
- Mantar oluşumunu önler.
- Tahriş oluşumunu önler.
- Latex, lanolin, alkol içermemektedir.
- Temizleyici, yumuşatıcı ve rahatlatıcı özelliktedir.
- Kullanım sonrasında durulama ve kurulama gerekmemektedir.
- İçeriğindeki E - B vitaminleri, aloe vera, fosfolipit ile cildi besler, nemlendirir.
- İçeriğinde mikroorganizmalara karşı koruyucu olan Sodyum Benzoat ve Potasyum Sorbat bulunmaktadır.
- Paraben içermemektedir.

Kullanım Şekli

- Masaj ve silme şeklinde ovalayarak uygulanır.
- Mikrodalga kullanımına uygundur.

Bileşimi

Chlorhexidine Digluconate 20% konsantrasyon, Aqua, Parfüm, PH ayarlayıcı, gliserin, yüzey aktif madde, diğer yardımcı maddeler.

Areas of Usage

Used for hair cleaning of inpatients and patients with limited mobility.

Product Specifications

- Due to its Chlorhexidine Digluconate feature, it does not form bacteria.
- It provides effective cleaning for hair and scalp with its anti-bacterial feature.
- Prevents mycosis
- Prevents irritation.
- Does not contain latex, lanolin and alcohol.
- Cleansing, softening and relaxing
- No rinsing or drying required after using.
- Nourishes and moisturizes the skin with E - B vitamins, aloe vera and phospholipids.
- Contains Sodium Benzoate and Potassium Sorbate, which are protective against microorganisms.
- It does not contain paraben.

Usage

- Applied by rubbing in the form of massage and wiping.
- Suitable for microwave use.

Composition

Chlorhexidine Digluconate 20% concentration, Agua, Perfume, PH adjuster, glycerine, surfactant, other excipients



دواعي الاستخدام

- يستعمل غطاء واحد لتنظيف شعر المرضى الذين يلزمون الفراش و الذين يعانون منهم من ضعف الحركة
- خصائص المنتج
- يمنع تكوين البكتيريا بسبب احتوائه على مادة ديجلوكونات الكلوروكسيدين.
- يمنع تكوين الفطريات.
- يمنع التهيج.
- لا يحتوي على مادة اللاكس واللاتولين والكحول.
- له خصائص تطهير وتنعيم واسترخاء.
- لا داعي للشطف والتجفيف بعد الاستخدام.
- يغذي البشرة ويرطبها بفيتامينات E و B والصبار والفوسفوليبيد.
- يحتوي على نيتروات الصوديوم وسوربات البوتاسيوم، لمساعدتك على التخلص من الكائنات الدقيقة الغير مرغوب فيها.
- لا يحتوي على البارابين.
- طريقة الاستعمال
- يطبق على الجلد بالتدليك سواء بالمسح او بطريقة المساج
- هذه المادائل قابلة للاستخدام في الميكرويف.
- التركيب
- يحتوي على مادة ديجلوكونات الكلوروكسيدين بنسبة ٢٠ بالمائة.أوكا، عطر، تركيبة متوازنة الأس الهيدروجيني، الجليسرين، مادة فعالة للاسطح، مواد حافظة أخرى.





Kozmetik Ürünler
Cosmetic Products
مستحضرات التجميل



CLOUD CLEAN BARIYER KREMLİ PERİNE MENDİLİ

PERINEUM WIPES WITH BARRIER CREAM

مناديل العطور مع كريم الحاجز



Ambalaj iç adedi 12-25-50
Contains 12-25-50 wipes
تحتوي على 12-25-50 منديل



Kullanım Alanları

Perine bölgesini ve vücudu silmek için kullanılır.

Ürün Özellikleri

- İçeriğinde 3% Dimethicone bulunmaktadır.
- Bariyer özelliklidir.
- Aloe vera içermektedir.
- Latex, lanolin, alkol içermemektedir.
- Cildi besleyici E vitamini bulunmaktadır.
- Temizleyici, yumuşatıcı ve rahatlatıcı özelliktedir.
- İçeriğinde felicia ekstraktı ile cildi temizler.
- Paraben içermemektedir.

Kullanım Şekli

- Perine bölgesini silerek uygulanır.
- Mikrodalga kullanımına uygundur.

Bileşimi

Aqua, Panthenol, Dimethicone, Glycerine, Peg-20 Sorbitan Oleate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Lauryl Glucoside, Chamomilla Recutita Flower Extract, Dimethicone 100, Tetrasodium Edta, Allantoin, Citric Acid, Aloe Barbadensis Extract, Phenoxyethanol, Bronopol, Parfum, Hexyl Cinnamal, Coumarin.



Areas of Usage

It is used to wipe the perineum and the body.

Product Specifications

- Contains 3% Dimethicone.
- Has barrier properties.
- Contains aloe vera.
- Does not contain latex, lanolin, alcohol.
- Contains skin nourishing vitamin E.
- Has cleansing, softening and relaxing properties.
- Cleans the skin with felicia extract in its content.
- Does not contain paraben.

Usage

- Applied by wiping the perineum area.
- Suitable for microwave use.

Composition

Aqua, Panthenol, Dimethicone, Glycerine, Peg-20 Sorbitan Oleate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Lauryl Glucoside, Chamomilla Recutita Flower Extract, Dimethicone 100, Tetrasodium Edta, Allantoin, Citric Acid, Aloe Barbadensis Extract, Phenoxyethanol, Hexyl Cinnamal, Coumarin.

دواعي الاستخدام

يستخدم للجسم ومنطقة العجان

خصائص المنتج

- يحتوي على مادة ديثيكون بنسبة 3 بالمائة
- له ميزة الحاجز.
- يحتوي على فيتامين E
- لا يحتوي على مادة اللاتكس والالانول والالكحول.
- يحتوي على فيتامين E المعني للبشرة.
- له خصائص تطهير وتنعيم واسترخاء.
- يطهر الجلد بمستخلص فيليسيا في محتواه
- لا يحتوي على البارابين.

طريقة الاستعمال

- يتم فرك المناديل المبللة بشكل لطيف على المنطقة المراد تنظيفها في الجسم.
- هذه المناديل قابلة للاستخدام في الميكرويف.

التركيب

أqua ، بانثينول ، ديثيكون ، جلسرين ، بيج 20- سوربيتان أوليات ، كابريل / كابريل جلوكوسيد ، لوريل جلوكوسيد ، مستخلص زهرة الكاموميل ريكوتيتا ، ديثيكون 100 ، تتراسوديوم إدا ، ألانتوين ، حمض الستريك ، خلاصة الصبار باربادنيسيس ، فينوكسي إيثانول ، برونوبول ، عطر ، هيكسيل سينامال ، كومانين.



CLOUD CLEAN BARIYER KREMLİ VÜCUT MENDİLİ BODY WIPES WITH BARRIER CREAM مناديل للجسم بكريم الحاجز



Ambalaj iç adedi 12-25-50
Contains 12-25-50 wipes
تحتوي على 12-25-50 منديل



Kullanım Alanları

Hareket kabiliyeti kısıtlı ve özel ihtiyacı olan kişilerin ciltlerini dış etkenlerden korumaya yönelik bariyer tabaka oluşturur.

Ürün Özellikleri

- İçeriğinde 3% Dimethicone bulunmaktadır.
- Bariyer özelliklidir.
- Aloe vera içermektedir.
- Latex, lanolin, alkol içermemektedir.
- Cildi besleyici E vitamini bulunmaktadır.
- Temizleyici, yumuşatıcı ve rahatlatıcı özelliktedir.
- İçeriğinde felicia ekstraktı ile cildi temizler.
- Paraben içermemektedir.

Kullanım Şekli

- Vücudu silerek uygulanır.
- Mikrodalga kullanımına uygundur.

Bileşimi

Aqua, Panthenol, Dimethicone, Glycerine, Peg-20 Sorbitan Oleate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Lauryl Glucoside, Chamomilla Recutita Flower Extract, Dimethicone 100, Tetrasodium Edta, Allantoin, Citric Acid, Aloe Barbadensis Extract, Phenoxyethanol, Bronopol, Parfum, Hexyl Cinnamal, Coumarin.



Areas of Usage

Creates a barrier layer to protect the skin of people with limited mobility and special needs from external factors.

Product Specifications

- Contains 3% Dimethicone.
- Has barrier properties.
- Contains aloe vera.
- Does not contain latex, lanolin, alcohol.
- Contains skin nourishing vitamin E.
- Has cleansing, softening and relaxing properties.
- Cleans the skin with felicia extract in its content.
- Does not contain paraben.

Usage

- Applied by wiping the body.
- Suitable for microwave use.

Composition

Aqua, Panthenol, Dimethicone, Glycerine, Peg-20 Sorbitan Oleate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Lauryl Glucoside, Chamomilla Recutita Flower Extract, Dimethicone 100, Tetrasodium Edta, Allantoin, Citric Acid, Aloe Barbadensis Extract, Phenoxyethanol, Hexyl Cinnamal, Coumarin.

دواعي الاستخدام

يكون طبقة واقية للحفاظ على جلد المرضى الذين يلزمون الفراش و الذين يعانون منهم من ضعف الحركة من التأثيرات الخارجية.

خصائص المنتج

- يحتوي على مادة ديميثيكون بنسبة 3 بالمائة.
- له ميزة الحاجز.
- يحتوي على فيتامين E.
- لا يحتوي على مادة اللاتكس والالانول والالكحول.
- يحتوي على فيتامين E المغني للبشرة.
- له خصائص تطهير وتنعيم واسترخاء.
- يطهر الجلد بمستخلص فيليسيا في محتويه.
- لا يحتوي على البارابين.

طريقة الاستعمال

- يطبق على الجسم عن طريق مسح

- هذه المناديل قابلة للاستخدام في الميكرويف.

التركيب

أوكا ، بانثينول ، ديميثيكون ، جلسرين ، بيج 20- سوربيتان أوليات ، كابريل / كابريل جلوكوزيد ، لوريل جلوكوسيد ، مستخلص زهرة الكاموميل ريكوتيتا ، ديميثيكون 100 ، تيتراسوديوم إدتا ، ألانتوين ، حمض الستريك ، خلاصة الصبار باربادنسيس ، فينوكسي إيثانول ، برونوبول ، عطر ، هيكسيل سينامال ، كومانين.



CLOUD CLEAN BARIYER KREMLİ VÜCUT KESESİ BODY WASHING GLOVES WITH BARRIER CREAM قفازات غسيل الجسم بكريم الحاجز



Ambalaj iç adedi 8-10-12
Contains 8-10-12 gloves
يحتوي على 8-10-12 قفازات



Kullanım Alanları

Hareket kabiliyeti kısıtlı ve özel ihtiyacı olan kişilerin tüm vücuduna bariyer tabaka oluşturur.

Ürün Özellikleri

- İçeriğinde 3% Dimethicone bulunmaktadır.
- Bariyer özelliklidir.
- Aloe vera içerir.
- Latex, lanolin, alkol içermemektedir.
- Dekübit yaraları önleyici özelliktedir.
- Basınç ülseri oluşumunu engellemede yardımcıdır.
- Mesarasyonu önleyicidir.
- Kullanım sonrasında durulama ve kurulama gerekmemektedir.
- Paraben içermemektedir.

Kullanım Şekli

- Silinerek uygulanır.
- Mikrodalga kullanımına uygundur.

Bileşimi

Aqua, Panthenol, Dimethicone, Glycerine, Peg-20 Sorbitan Oleate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Lauryl Glucoside, Chamomilla Recutita Flower Extract, Dimethicone 100, Tetrasodium Edta, Allantoin, Citric Acid, Aloe Barbadensis Extract, Phenoxyethanol, Bronopol, Parfum, Hexyl Cinnamal, Coumarin.

Areas of Usage

Creates a barrier layer on the whole body of people with limited mobility and special needs.

Product Specifications

- Contains 3% Dimethicone.
- Has barrier properties.
- Contains aloe vera.
- Does not contain latex, lanolin, alcohol.
- Able to prevent decubitus wounds.
- Helps to prevent the formation of pressure ulcers.
- Prevents mesaration.
- No rinsing or drying is required after use.
- Does not contain paraben.

Usage

- Applied by wiping.
- Suitable for microwave use.

Composition

Aqua, Panthenol, Dimethicone, Glycerin, Peg-20 Sorbitan Oleate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Lauryl Glucoside, Chamomilla Recutita Flower Extract, Dimethicone 100, Tetrasodium Edta, Allantoin, Citric Acid, Aloe Barbadensis Extract, Phenoxyethanol, Bronopol, Perfume, Hexyl Cinnamal, Coumarin.



دواعي الاستخدام

يكون طبقة واقية للحفاظ على جلد المرضى الذين يلمسون الفراش و الذين يعانون منهم من ضعف الحركة من التأثيرات الخارجية.

خصائص المنتج

- يحتوي على مادة ديميثيكون بنسبة 3 بالمائة
- له ميزة الحاجز.
- يحتوي على الصبار
- لا يحتوي على مادة اللاتكس واللاتولين والكحول.
- يحتوي على فيتامين E المغني للبشرة.
- له خصائص تطهير وتنعيم واسترخاء.
- يطهر الجلد بمسحوق فيليبيا في محبته
- لا يحتوي على البارابين.
- طريقة الاستعمال

• يتم فرك المناديل المبللة بشكل لطيف على المنطقة المراد تنظيفها في الجسم.

• هذه المناديل قابلة للاستخدام في الميكرويف.

التركيب

أqua ، بانثينول ، ديميثيكون ، جلسرين ، بيج 20-سوربيتان أوليات ، كابريل / كابريل جلوكوزيد ، لوريل جلوكوسيد ، مستخلص زهرة الكاموميل ريكوتيتا ، ديميثيكون 100 ، تيتراسوديوم إدتا ، الألتوين ، حمض الستريك ، خلاصة الصبار باربادنسيس ، فينوكسي إيثانول ، برونوبول ، عطر ، هيكسيل سينامال ، كومانين.



CLOUD CLEAN BARIYER KREMLİ SAÇ BONESİ

BARRIER CREAM HAIR CAP

باريير كريم للشعر



Ambalaj iç adedi 1
Contains 1 cap
تحتوي على 1 غطاء



Kullanım Alanları

Hareket kabiliyeti kısıtlı ve özel ihtiyacı olan kişilerin saç ve baş bölgelerinde etkin temizlik ve bakım sağlamaktadır.

Ürün Özellikleri

- İçeriğinde % 3 Dimethicone bulunmaktadır.
- Bariyer özelliklidir.
- Aloe vera içermektedir.
- Latex, lanolin, alkol içermemektedir.
- İçeriğindeki ProVitamin B5 ve E vitaminleri ile saç besler, bakım sağlar.
- Temizleyici, yumuşatıcı ve rahatlatıcı özelliklidir.
- Kullanım sonrasında durulama ve kurulum gerekmemektedir.
- Özel içeriği ile saç derisindeki ölü hücreleri yok eder.
- Paraben içermemektedir.

Kullanım Şekli

- Saç ve baş bölgesine ovalayarak uygulanır
- Mikrodalga kullanımına uygundur..

Bileşimi

Aqua, Panthenol, Dimethicone, Glycerine, Peg-20 Sorbitan Oleate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Lauryl Glucoside, Chamomilla Recutita Flower Extract, Dimethicone 100, Tetrasodium Edta, Allantoin, Citric Acid, Aloe Barbadensis Extract, Phenoxyethanol, Bronopol, Parfum, Hexyl Cinnamal, Coumarin.

Areas of Usage

- Provides effective cleaning and care in the hair and head areas of people with limited mobility and special needs.

Product Specifications

- Contains 3% Dimethicone.
- Has barrier properties.
- Contains aloe vera.
- Does not contain latex, lanolin, alcohol.
- Nourishes the hair with ProVitamin B5 and E vitamins and provides care.
- Has cleansing, softening and relaxing properties.
- No rinsing and drying is required after use.
- With its special content, it destroys dead cells on the scalp.
- Does not contain paraben.

Usage

- Applied to the hair and on head by rubbing.
- Suitable for microwave use

Composition

Aqua, Panthenol, Dimethicone, Glycerine, Peg-20 Sorbitan Oleate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Lauryl Glucoside, Chamomilla Recutita Flower Extract, Dimethicone 100, Tetrasodium Edta, Allantoin, Citric Acid, Aloe Barbadensis Extract, Phenoxyethanol, Bronopol, Parfum, Hexyl Cinnamal, Coumarin.



دواعي الاستعمال
يوفر تنظيفاً فعالاً للشعر للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة والحاجات الخاصة و لمنطقة الرأس.

خصائص المنتج

- يحتوي على مادة ديتيكون بنسبة 3 بالمائة
- له ميزة الحاجز.
- يحتوي على الصبار
- لا يحتوي على مادة اللاتكس واللاولين والكمول.
- بسبب احتوائه على فيتامين E و بروفيتامين B5 فإنه يغذي الشعر ويوفر الرعاية له.
- له خصائص تطهير وتنعيم واسترخاء
- لا داعي للشطف والتجفيف بعد الاستخدام
- بمحتواه الخاص ، فهو يدمر الخلايا الميتة على فروة الرأس.
- لا يحتوي على البارابين.

طريقة الاستعمال

- يطبق على المنطقة الشعر و الرأس بطريقة الفرك
- هذه المناديل قابلة للاستخدام في الميكرويف

التركيب

أqua ، بانثينول ، ديتيكون ، جلسرين ، بيج 20-سوربيتان أوليات ، كابريل / كابريل جلوكوزيد ، لوريل جلوكوسيد ، مستخلص زهرة الكاموميل ، ريكوتيتا ، ديتيكون 100 ، تتراسوديوم إيتا ، ألانتوين ، حمض الستريك ، خلاصة الصبار باربادنسيس، فينوكسي إيثانول ، برونوبول ، عطر ، هيكسيل سينامال ، كومانين.





Felicia papatyası gerçek ismi ile de Felicia amelloides, parlak minyatür çiçekleri ile değerli Güney Afrika yerlisi olan bir çiçektir. Felicia çiçeği biraz kırılgan bir görünüme sahip olsa da aslında bakımı oldukça kolay bir çiçektir. Felicia çiçeğinin en önemli özelliği kendi kendini temizleyebilen tek bitki olmasıdır. Yaprak dökmeyen, herdem yeşildir. Paris papatyası olarak da bilinir. Çarpıcı gök mavisi çiçekleri ve sarı bir çekirdeği vardır. Bahar ve yaz aylarında çiçekleri bahçenize güzel bir katkı sağlar. Kelebekler genellikle Felicia'yı ziyaret eder.

Felicia daisy, also Felicia amelloides by its real name, is a flower that is a precious native of South Africa with bright miniature flowers.

Although the felicia flower has a somewhat fragile appearance, it is actually a fairly easy-to-care flower. The most important feature of the Felicia flower is that it is the only self-cleaning plant. It is a perennial herb. It is an evergreen plant. It is also known as Paris chamomile. It has stunning sky blue flowers and a yellow core. In spring and summer, its flowers make a beautiful addition to your garden. Butterflies often visit Felicia.

فيليسيا دبزي ، وكذلك فيليسيا أميلويديس باسمها الحقيقي ، هي زهرة ثمينة من جنوب إفريقيا بزهور مصغرة زاهية. على الرغم من أن زهرة فيليسيا لها مظهر هش إلى حد ما ، إلا أنها في الواقع زهرة يسهل العناية بها إلى حد ما. أهم ما يميز زهرة فيليسيا أنها النبات الوحيد الذي يقوم بالتنظيف الذاتي إنه عشب معمر. إنه نبات دائم الخضرة. ومن المعروف أيضا باسم باريس ، البابونج. لديها زهور السماء الزرقاء المذهلة ونواة صفراء. في الربيع والصيف زهورها تجعل إضافة جميلة لحديقتك. غالبًا ما تزور الفراشات فيليسيا



FELICIA VÜCUT TEMİZLEME HAVLUSU
BODY CLEANSING TOWEL
منشفة تنظيف الجسم



Ambalaj iç adedi 48-60-72-90-100
Contains 48-60-72-90-100 wipes
يحتوي على 48-60-72-90-100 منديل



Kullanım Alanları

Felicia'nın hoş kokan vücut temizleme havlusu, pamuksu yapısıyla cildinizi nazıkçe temizler.

Ürün Özellikleri

- Cilde zararlı kimyasallar içermemektedir.
- pH değeri cilt ile uyumludur.
- Alkol ve paraben içermemektedir.

Bileşimi

Aqua, Phenoxyethanol, C12-15 Pareth-12, PEG-75 Lanolin, Tetrasodium EDTA, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Coumarin, Citronellol, Linalool, Eugenol, Alpha-Isomethyl Ionone, Lubricating oils, Geraniol, Limonene.

Areas of Usage

Felicia's fragrant body cleansing towel gently cleans your skin with its cottony texture.

Product Specifications

- Does not contain harmful chemicals to the skin.
- The pH value is compatible with the skin.
- Does not contain alcohol and paraben.

Composition

Aqua, Phenoxyethanol, C12-15 Pareth-12, PEG-75 Lanolin, Tetrasodium EDTA, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Coumarin, Citronellol, Linalool, Eugenol, Alpha-Isomethyl Ionone, Lubricating oils, Geraniol, Limonene.

دواعي الاستخدام

تنظف منشفة فيليسيا المعطرة لتنظيف الجسم بشرتكم بلطف بملابسها القطنية. عطورها الجميلة خصائص المنتج

- لا يحتوي أية مادة من المواد الكيميائية الضارة للجلد.
- قيمة الرقم الهيدروجيني مناسبة للبشرة.
- لا يحتوي على البارابين و الكحول.

التركيب

أوكا ، فينوكسي إيثانول ، C12-15 بارث-12 ، بارث-12 PEG_75 لولولين ، راعي الصوديوم EDTA ، حمض البنزويك ، حمض دهكروستيك ، ألفا إيزوميثيل ، الكومارين ، سيترنيلول ، يوجينول ، زيت تشيم ، جيرانيول ، ليمونين.



FELICIA ALKOL BAZLI ANTİVİRAL MENDİL

ANTIVIRAL ALCOHOL WIPES

مناديل الكحول المضادة للفيروسات



99.9%

Ambalaj iç adedi 24-48-56
Contains 24-48-56 wipes
يحتوي على 24-48-56 منديل



Alkol bazlı antiviral ıslak mendilin, % 80 alkol içeriği sayesinde bakteri ve virüsleri % 99,9 öldürdüğü test edilmiştir.

- Su ya da sabun kullanmadan istediğiniz her an bakteri ve virüsleri yok ederek kolay ve pratik bir temizlik sağlar.
- Maksimum koruma ve mükemmel hijyen sağlar.
- İçeriğinde bulunan Gliserin ise ellerde tahrişi önlerken nem oranını dengeler.
- Staphylococcus aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococcus hTirae, Ascerichia coli bakterileri ve Poliovirüs Tip 1, Adenovirüs Tip 5 ve Murine Norovirüsleri % 99,9 öldürür.

Antiviral alcohol wet wipes have been tested to kill 99.9% of bacteria and viruses with 80% alcohol content.

- Provides an easy and practical cleaning by destroying bacteria and viruses at any time without using water or soap.
- Provides maximum protection and perfect hygiene.
- The glycerin prevents irritation in the hands and balances the moisture.
- Staphylococcus aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococcus hTirae, Kills 99.9% of Ascerichia coli bacteria and Poliovirus Type 1, Adenovirus Type 5 and Murine Noroviruses.



تم اختبار المناديل المبللة الكحولية المضادة للفيروسات لقتل 99.9% من البكتيريا والفيروسات مع نسبة 80% من الكحول

- يوفر تنظيفاً سهلاً وعملياً عن طريق القضاء على البكتيريا والفيروسات في أي وقت دون استخدام الماء أو الصابون

- يوفر أقصى قدر من الحماية والنظافة المثالية
- يمنع الجلوسرين تهيج اليدين ويوازن الرطوبة

- Staphylococcus aureus • Pseudomonas Aeruginosa • Enterococcus hTirae •

و Adenovirus Type 1 و Poliovirus Type 1 و Ascerichia coli يقتل 99.9% من بكتيريا Type 5 و



BabyERA BEBEK ISLAK MENDİLİ
BABY WET WIPES
مناديل مبللة للأطفال

Ambalaj iç adedi 48-56-72-90-120
Contains 48-56-72-90-120 wipes
يحتوي على 120-90-72-56-48 منديل



Baby wet wipes, ekstra yumuşak havlu dokusu ile bebeğinizin cildini nazikçe temizler.

Ürün Özellikleri

- Bebeğiniz cildinde temizlik ve ferahlık sağlar.
- Alkol ve paraben içermemektedir.
- pH değeri bebeğinizin cildine uygundur.

Baby wet wipes, gently cleans your baby's skin with extra soft towels.

Product Specifications

- Provides cleanliness and refreshment on your baby's skin.
- Does not contain alcohol and parabens.
- The pH value is suitable for your baby's skin.



دواعي الاستخدام

ينظف BabyEra بشرة طفلك بلطف بملسة فائق النعومة.

خصائص المنتج

- يوفر النظافة والراحة لبشرة طفلكم.
- قيمة الرقم الهيدروجيني مناسبة لبشرة طفلكم.
- لا يحتوي على البارابين و الكحول.





Medikal Ürünler
Medical Products
منتجات طبية



BEM ALÜMİNYUM SABİTLEYİCİ
ALUMINUM STABILIZER
مثبت الألمنيوم

PRODUCT CODE	SIZE	QUANTITY
B-AL 5509	55 cm x 9 cm	1 PIECE
B-AL 1110	11 cm x 10 cm	1 PIECE
B-AL 1095	110 cm x 10,5 cm	1 PIECE
B-AL 7610	76 cm x 10,5 cm	1 PIECE
B-AL 1030	10 cm x 30 cm	1 PIECE
B-AL 230	2 cm x 30 cm	1 PIECE
B-AL 215	2 cm x 15 cm	1 PIECE
B-AL 220	2 cm x 20 cm	1 PIECE
B-AL 225	2 cm x 25 cm	1 PIECE

Parmak kırıklarında, incinmelerde, parmağı hareketsiz olarak tutmak istenilen pozisyonda tutabilmek için kullanılır. Kolay şekil alabilen esnek alüminyum metalden yapılmış olup, iç yüzeyi yumuşak japonex ile kaplanmıştır. Parmak kırıklarında uzun istenilen pozisyonda durmasını sağlar.

Kateter uygulaması yapılan bebeklere kanül uygulanan uzvun stabilizasyonu için özel olarak tasarlanmıştır. Uzun dayandığı ekstremitenin kenarında yumuşak bir antialerjik kumaş hastada oluşacak baskıyı ortadan kaldırır, ortasında alüminyum plak, şekil verilerek bebeklerin istem dışı hareketlerini engelleme de etkindir ve diğer kısmında beyaz köpük ile lamine edildiğinde hastanın rahatlığına özellikle dikkat edilmiştir. IV Board, katmanları içinde esnek alüminyum olması kateter bölgesinin pozisyonu istenildiği şekilde ayarlanır ve el ile şekil verilir.

Tek hastada kullanılmalıdır.

Tekli ambalajlardır. Lateks içermez. Cilde temas eden yüzey. Alerji yapmaz.

KULLANIM YERLERİ

Hastaneler, yoğun bakım Servisleri, acil servis, hasta odaları, yaşlı bakım evleri, tüm hasta odaları, ambulanslar.

It is used in finger fractures, injuries, to hold the finger in the desired position to hold it motionlessly. It is made of flexible aluminum metal that can be easily shaped, and its inner surface is covered with soft japanex. In finger injuries, it allows the fractures to stand in the desired position of the limb.

It has been specially designed for the stabilization of the cannulated limb for babies who have undergone catheterization. A soft anti-allergic fabric on the edge of the extremity on which the limb rests eliminates the pressure on the patient, Aluminum plate in the middle is also effective in preventing involuntary movements of babies by giving shape and in the other part, special attention was paid to the comfort of the patient when laminated with white foam. IV Board, The position of the catheter region to be flexible aluminum within the layers is adjusted as desired. And it is shaped by hand.

It should be used in a single patient. Latex-free.

single packages. Does not contain latex. The surface in contact with the skin does not cause allergies.

USAGE LOCATIONS

Hospitals, intensive care units, emergency services, patient rooms, elderly care homes, all patient rooms, ambulances.



يتم استخدامه في كسور الإصبع ، والإصابات ، لتثبيت الإصبع في الموضع المطلوب لإبقائه بلا حراك. إنه مصنوع من معدن الألمنيوم المرن الذي يمكن تشكيله بسهولة ، وسطحه الداخلي مغطى بطبقة يابانية ناعمة. في إصابات الإصبع ، يسمح للكسور بالوقوف في الموضع المطلوب للطرف

وقد تم تصميمه خصيصاً لتثبيت الطرف المقتني للأطفال الذين خضعوا للقسطرة. نسج ناعم مضاد للحساسية على حافة الطرف الذي يستقر عليه الطرف بزيل الضغط عن المريض ، كما أن لوح الألمونيوم في المنتصف فعال أيضاً في منع الحركات اللاإرادية للأطفال من خلال إعطاء الشكل وفي الجزء الآخر ، تم الاهتمام بشكل خاص تدفئة لراحة المريض عندما تكون يتم ضبط موضع منطقة القسطرة لتكون من الألمونيوم ، **IV** مغلفة بالرغوة البيضاء. لوح

المرن داخل الطبقات حسب الرغبة. وتتشكل باليد.
يجب استخدامه في مريض واحد. خالية من اللاتكس

عبوات مفردة. لا تحتوي على مادة اللاتكس. السطح الملامس للجلد لا يسبب الحساسية
مواقع الاستخدام

المستشفيات ووحدات العناية المركزة وخدمات الطوارئ وغرف المرضى ودور رعاية المسنين وجميع غرف المرضى وسيارات الإسعاف



BEM EL SABİTLEYİCİSİ
HAND STABILIZER
مثبت اليد

PRODUCT CODE	SIZE	QUANTITY
B-EL 1425	14 cm x 2,5 cm	1 PIECE
B-EL 2004	20 cm x 4 cm	1 PIECE
B-EL 2565	25 cm x 6,5 cm	1 PIECE
B-EL 2507	25 cm x 7 cm	1 PIECE
B-EL 3065	30 cm x 6,5 cm	1 PIECE



El sabitleyicisi hastaların hareketlerini kısıtlamak için tasarlanmıştır. El bileklerini esnek ve yumuşak yapısı sayesinde kan dolaşımını engellemeden ajite etmeden hasta güvenliği için ideal kullanım sunar.

Hastanın sedye ve yataktan düşmesini ve istem dışı hareketlerini engeller. Hastanın sedye ve yataktan düşmesini ve istem dışı hareketlerini engeller. 8mm, 6mm, 4mm kalınlığındaki Köpük malzemeden üst kısım şardonlu kumaş cilde temas eden kısmı alkanre kumaştan imal edilmiştir.

Velur sitripli olup her boyuttaki el bileğine ayarlanabilme özeliğinde olup 2 adet 2,5 cm genişliğinde 80 cm boyunda şeritleriyle el bilek hareketlerini kısıtlamaya yardımcı olur. Bağlantı şeritleri ile emniyetle hastanın el bileklerinin sabit durmasını sağlar.

Cilde temas eden yüzeyindeki dokusu sayesinde teri emer. Alerji yapmaz.

KULLANIM YERLERİ

Hastaneler, yoğun bakım servisleri, acil servis, hasta odaları, yaşlı bakım evleri, tüm hasta odaları, ambulanslar.

Tek kullanımlıdır. Latex içermez.

Hand stabilizer is designed to restrict the movements of patients. With its flexible and soft structure, it offers ideal use for patient safety without agitating without blocking blood circulation. Prevents the patient from falling off the stretcher or bed and involuntary movements. It is made of 8mm, 6mm, 4mm thick foam material, the upper part is made of chardonous fabric and the part that touches the skin is made of alkanre fabric. The velor stripe is adjustable to wrists of all sizes, and it allows restricting wrist movements with 2 2,5 cm wide and 80 cm long strips. It ensures that the patient's wrists are fixed securely with the connecting strips.

It absorbs sweat with its texture on the surface that touches the skin. It does not cause allergies.

USAGE LOCATIONS

Hospitals, intensive care units, emergency services, patient rooms, elderly care homes, all patient rooms, ambulances. Disposable. It does not contain latex.

تم تصميم مثبت اليد لتقييد حركات المرضى. بفضل هيكله المرن واللين ، فإنه يوفر استخدامًا مثاليًا لسلامة المرضى دون إثارة القلق دون إعاقة الدورة الدموية. يمنع المريض من السقوط من على المحفة أو السرير ومن الحركات اللاإرادية. إنها مصنوعة من مادة رغوية بسمك 8 مم ، 6 مم ، 4 مم ، الجزء العلوي مصنوع من قماش شاردونوس والجزء الذي يلامس الجلد مصنوع من قماش الكانترى. شريط القطيفة قابل للتعديل ليناسب المعصمين من جميع الأحجام ، ويسمح بتقييد حركات المعصم بشريط بعرض 2 2.5 سم وطول 80 سم. يضمن تثبيت معصم المريض بإحكام باستخدام شرائط التوصيل.

يمتص العرق بنسبته على السطح الذي يلامس الجلد. لا يسبب الحساسية.

مواقع الاستخدام

المستشفيات ووحدات العناية المركزة وخدمات الطوارئ وغرف المرضى ودور رعاية المسنين وجميع غرف المرضى وسيارات الإسعاف. المستعمل لمرة واحدة. لا تحتوي على مادة اللاتكس.



BEM AYAK SABİTLEYİCİSİ
FOOT STABILIZER
مثبت القدم

PRODUCT CODE	SIZE	QUANTITY
B-AYK 4007	40 cm x 7cm	1 PIECE
B-AYK 4060	40 cm x 6 cm	1 PIECE
B-AYK 2003	20 cm x 3 cm	1 PIECE
B-AYK 2504	25 cm x 4 cm	1 PIECE
B-AYK 1825	18 cm x 2,5 cm	1 PIECE
B-AYK -3507	35 cm x 7 cm	1 PIECE



Ayak sabitleyicisi hastaların hareketlerini kısıtlamak için tasarlanmıştır. Ayak bileklerini esnek ve yumuşak yapısı sayesinde kan dolaşımını engellemeden ajite etmeden hasta güvenliği için ideal kullanım sunar.

Hastanın sedye ve yataktan düşmesini ve istem dışı hareketlerini engeller. Hastanın sedye ve yataktan düşmelerini engeller. 8mm, 6mm, 4mm kalınlığındaki Köpük malzemeden üst kısım şardonlu kumaş cilde temas eden kısmı alkantra kumaştan imal edilmiştir. Velur sitripli olup her boyuttaki el bileğine ayarlanabilme özeliğinde olup 2 adet 2,5 cm genişliğinde 80 cm boyunda şeritleriyle ayak bilek hareketlerini kısıtlama yapma imkânı verir. Bağlantı şeritleri ile emniyetle hastanın ayak bileklerinin sabit durmasını sağlar.

Cilde temas eden yüzeyindeki dokusu sayesinde teri emer. Alerji yapmaz. Alerji yapmaz.

KULLANIM YERLERİ

Hastaneler, yoğun bakım servisleri, acil servis, hasta odaları, yaşlı bakım evleri, tüm hasta odaları, ambulanslar
Tek kullanımlıdır. Lateks içermez.

Foot stabilizer is designed to restrict patients' movements. With its flexible and soft structure, it offers ideal use for patient safety without obstructing blood circulation and without agitating it. Prevents the patient from falling off the stretcher or bed and involuntary movements. It is made of 8mm, 6mm, 4mm thick Foam material, the upper part is made of raising fabric, the part in contact with the skin is made of alkantra fabric. It has a velor stripe and can be adjusted to any size wrist, and it allows restricting wrist movements with 2 2,5 cm wide and 80 cm long strips. It ensures that the patient's wrists are fixed securely with the connecting strips. It absorbs sweat with its tissue on the surface that touches the skin.

USAGE LOCATIONS

Hospitals, intensive care services, emergency services, patient rooms, elderly care homes, all patient rooms, ambulances
Disposable. It does not contain latex.

تم تصميم مثبت القدم لتقييد حركات المرضى. بفضل هيكله المرن واللين ، فإنه يوفر استخدامًا مثاليًا لسلامة المرضى دون إعاقة الدورة الدموية ودون إثارة ذلك. يمنع المريض من السقوط من على المحفة أو السرير ومن الحركات اللاإرادية. إنها مصنوعة من مادة رغوية بسمك 8 مم ، 6 مم ، 4 مم ، الجزء العلوي مصنوع من قماش مرتفع ، الجزء الملامس للجلد مصنوع من قماش الكانترا يحتوي على شريط مخملي ويمكن تعديله وفقًا لأي حجم معصم ، ويسمح بتقييد حركات المعصم بشريط بعرض 2.5 سم وطول 80 سم. يضمن تثبيت معصم المريض بإحكام باستخدام شرائط التوصيل. يمتص العرق بأنسجته على السطح الذي يلمس الجلد.

مواقع الاستخدام
المستشفيات ، خدمات العناية المركزة ، خدمات الطوارئ ، غرف المرضى ، دور رعاية المسنين ، جميع غرف المرضى ، سيارات الإسعاف للاستعمال لمرة واحدة. لا تحتوي على مادة اللاتكس.



BEM BİLEK SABİTLEYİCİSİ
WRIST STABILIZER
مثبت القدم

PRODUCT CODE	SIZE	QUANTITY
B-322	3cm x 22 cm	1 PIECE
B-326	3cm x 26 cm	1 PIECE
B-4521	4,5 cm x 21 cm	1 PIECE



Ürün şeffaf pvc imal edilmiş olup el bilek ve kol bölgelerindeki kateter uygulamaları sonrası kateterin çıkış bölgesine ürünün ortasında bulunan plastik bolunu gelecek şekilde ayarlanarak pilot balon kontrol mekanizmalı olup beslenme enjektörüyle balon şişirilerek bölgeye basınç uygulayarak olası kanamaları bası yaparak kanamayı durdurma özelliğinde olup anjiyo servisleri acil servisler, ambulanslar ve diyaliz servislerinde kullanımı uygundur. Ürün tek kullanımlık olup, tekli poşetlerde 1 adet olarak hazırlanmıştır.

KULLANIM YERLERİ

Radyoloji servisleri, anjiyo servisleri.
Tek kullanımlıktır.
Latex içermez. Tek hastada kullanılmalıdır.
Tekli poşetlerde 1 adet olarak hazırlanmıştır.

The product is made of transparent PVC. After catheter applications in the hand, wrist and arm regions, the plastic part in the middle of the product is adjusted to the exit region of the catheter. The product has a pilot balloon control mechanism. The balloon is inflated with a nutrition injector and pressure is applied to the area. By this means, it has the feature of stopping bleeding by pressing on possible bleedings. The product is suitable for use in angiography services, emergency services, ambulances and dialysis services. The product is disposable and prepared as 1 piece in single bags.

PLACES OF USE

Radiology services,
Angiography services.
It is disposable. It should be used in a single patient.
Does not contain latex.

الشفافة
بعد تطبيق القسطرة في مناطق اليد والمعصم والذراع ، يتم ضبطها بحيث يصل البالون البلاستيكي الموجود في منتصف المنتج إلى منطقة خروج القسطرة
يحتوي البالون التجريبي على آلية تحكم ويتم الضغط على المنطقة عن طريق نفخ البالون بحاقن تغذية
يتميز بخاصية وقف النزف بتطبيق ضغط على النزيف المحتمل ، وهو مناسب للاستخدام في خدمات الأوعية الدموية وخدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف وخدمات غسيل الكلى
المنتج للاستخدام مرة واحدة ، يتم تحضيره كقطعة واحدة في أكياس مفردة
أماكن الاستخدام
خدمات الأشعة
خدمات تصوير الأوعية الدموية
للاستخدام مرة واحدة
لا يحتوي على اللاتكس. يجب استخدامه في مريض واحد
يتم إعداده كقطعة 1 في أكياس واحدة





SERTİFİKALAR - CERTIFICATES - الشهادات





Bem Medikal Tıbbi Malzeme Sağlık Ürünleri Gıda, Kozmetik, San. Tic. Ltd. Şti.
Meriç Mh. 5746/9 Sk. No:6/21 Bornova - İZMİR - TÜRKİYE
+90 232 431 30 71
info@bemmedical.com
www.bemmedical.com

Yayla-Med Tıbbi Cihazlar Medikal ve Teknolojik Ürünler Tic. Ltd. Şti
Mansuroğlu Mah. 295/1 Sk. No:2/A Bayraklı - İZMİR - TÜRKİYE
+90 232 339 88 98
info@yaylamed.com.tr
www.yaylamed.com.tr

